



Quick DEFENSE

4 M DISINFECTANT WIPES

APERÇU DU PRODUIT :

En seulement 4 minutes, Quick Defense^{MC} 4 M Disinfectant Wipes tue une grande variété d'organismes comprenant les agents pathogènes suivants :

Escherichia coli BLSE	Virus grippal A/H1N1
Virus grippal A/H7N9	Virus grippal A/Brsil
Pseudomonas aeruginosa	Klebsiella pneumoniae [Klebsiella]
Virus de l'hépatite B [VHB]	Salmonella enterica
Listeria monocytogenes	Staphylococcus aureus
Escherichia coli [E. coli]	VIH-1 [virus du SIDA]
Streptococcus Pyogenes (Strep)	

(Consulter les étiquettes du produit pour obtenir la liste complète des allégations de propriétés de destruction.)

NETTOYANT

La formule quaternaire sans agent de blanchiment permet un nettoyage léger efficace. Les lingettes en textile durable éliminent les saletés non incrustées des surfaces dures, non poreuses et lavables, les laissant propres et prêtes à l'emploi.

DÉSODORISANT

En sus de sa puissance de nettoyage et de désinfection, les lingettes sont agrémentées de l'agréable parfum de la fragrance Linen Fresh qui permet une désodorisation efficace. Contrairement aux produits à base d'agent de blanchiment et de phénol, ces lingettes ne produisent aucune odeur ou vapeur forte, rendant leurs utilisations idéales dans les endroits où peuvent se trouver des occupants sensibles à ce type d'odeurs.

UTILISATION DANS :

Hôpitaux, installations de soins de santé, centres d'hébergement et de soins de longue durée, centres de la petite enfance, restaurants et bars, salles de toilettes publiques, écoles, installations sportives, terminaux de moyens de transport, véhicules, hôtels et motels, usines, immeubles de bureaux, appartements, condominiums et plus encore.

UTILISATION SUR :

Surfaces dures lavables comme les comptoirs, les éviers, les électroménagers, les tables, les meubles extérieurs, les chaises, les bureaux, les téléphones, les bases de lit, les murs, les meubles-lavabos, les poignées de porte, les jouets pour bébés, les toilettes, les poubelles, l'acier inoxydable, les boiseries avec couche de finition, le stratifié (par ex., Formica), le vinyle, les ameublements en plastique, les baignoires, les cabines de douche, les lavabos, les cuvettes de toilettes et plusieurs autres surfaces.

MODE D'EMPLOI :

Consultez l'étiquette du produit pour l'ensemble des directives.

DIRECTIVES DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION/ VIRUCIDES :

Essuyer les surfaces dures et non poreuses à l'aide d'une lingette jusqu'à ce que la surface soit visiblement mouillée. Laisser la surface humide durant 4 minutes. Si la surface est extrêmement souillée, la nettoyer d'abord à l'aide d'une autre lingette avant de la désinfecter. Jeter la lingette utilisée dans la poubelle. Ne pas vidanger les lingettes dans les toilettes. Rincer les surfaces en contact avec des aliments à l'eau potable propre après la désinfection. Ne pas utiliser pour désinfecter la vaisselle, les verres ou les ustensiles.

DONNÉES TECHNIQUES :

FRAGRANCE : Linen Fresh

TYPE DE DÉSINFECTANT : composés d'ammonium quaternaire

DURÉE DE CONSERVATION : au moins un an

Veuillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit avant son utilisation

EMBALLAGE

127151-6	Quick Defense 4 M Disinfectant/caisse de 6
127151	Quick Defense 4 M Disinfectant/ 1 unité
127152	Support pour installation murale

CONTACTEZ-NOUS

 stateindustrial.com

 support@stateindustrial.com

 1.866.747.2229

 5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights, OH 44124

